

Medikamentenfreie Therapie, die wirkt

- Medikamentenfreie Therapie der ED
- Mechanisches, nicht-invasives Hilfsmittel
- Erektion innerhalb weniger Minuten¹
- Kassenübernahme in Deutschland

Rapport™

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.owen-mumford.de

Wir sind unter anderem nach folgenden Standards zertifiziert:

- Zertifizierung nach ISO 13485
- Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte
- CMDCAS 13485 (kanadische Gesundheitsbehörde)
- Umweltmanagementsysteme ISO 14001



¹ Yuan, J., Hoang, A., Romero, C., Lin, H., Dai, Y. and Wang, R. (2010). Vacuum therapy in erectile dysfunction – science and clinical evidence. International Journal of Impotence Research, 22(4), pp.211-219.
² Böck, J. C., Müller, C., Sommer, F. (2010). Prävention und Rehabilitation nach radikaler Prostatektomie – Teil I: Erektile Dysfunktion. UROL UROGYNAKOL 2010; 17 (3), S. 43

© Copyright Owen Mumford 2017
RAPPORT/GL/TMCC/GER/MB/0718/01



Rapport™

Rapport™

Medikamentenfreie Selbstbehandlung bei Erektile Dysfunktion

Das Rapport™ Vakuum-Therapiesystem wurde entwickelt, um Patienten eine anwenderfreundliche und effektive Behandlungsmethode bei Erektionsstörungen anbieten zu können. Vorteile der Rapport™ Vakuum-Erektionspumpe sind:

- Medikamentenfreie Therapie und somit keine Kontraindikationen mit anderen Medikamenten.¹
- Eine Erektion kann innerhalb weniger Minuten erzeugt werden und erhält somit die Spontaneität beim Geschlechtsverkehr.¹
- Externe Anwendung, deshalb nicht-invasiv.
- Frühes Schwellkörpertraining mittels Vakuum-Erektionspumpe führt zu einer Verbesserung der postoperativen erektilen Funktion nach radikaler Prostatektomie.²

Rapport™ Rings

Die Stauringe **Rapport™ Rings** verlängern die Dauer einer Erektion und sind auch ohne Vakuumpumpe anwendbar. Der Stauring, um die Peniswurzel platziert, erhält die Erektion bis der Ring entfernt wird. Stauringe kommen bevorzugt bei vorzeitigem Samenerguss und einem venösen Leck (vorzeitigem Blutabfluss aus dem Penis) zum Einsatz.



Das Rapport™ Rings System beinhaltet:

- 2 Transferhülsen unterschiedlicher Größe
- 1 Aufsetzkonus (Aufspannhilfe)
- 5 Stauringe unterschiedlicher Größe
- 1 Tube wasserlösliches Gleitgel
- 1 ausführliche Bedienungsanleitung

Rapport™ Classic

Rapport™ Classic ist ein einzigartiges Vakuum-Therapiesystem, das zur Behandlung von Erektionsproblemen entwickelt wurde. Die Vakuum-Erektionspumpe erzeugt in wenigen Minuten eine befriedigende Erektion, indem sie um den Penis herum ein Vakuum entstehen lässt. Dieses Vakuum bewirkt, dass Blut in den Penis strömt. Die Pumpe wird dann entfernt und der Stauring zum Aufrechterhalten der Erektion um die Peniswurzel belassen.

Bei Einreichung eines ärztlichen Rezepts werden die Kosten in der Regel von der Krankenkasse übernommen.

Das Rapport™ Classic System beinhaltet:

- 1 Peniszylinder
- 1 Handpumpe mit eingebautem Druckventil
- 5 Stauringe unterschiedlicher Größe
- 2 Transferhülsen unterschiedlicher Größe
- 1 Aufsetzkonus (Aufspannhilfe)
- 1 Tube wasserlösliches Gleitgel
- 1 ausführliche Bedienungsanleitung
- Lieferung in einer diskreten Tasche



Erstattungsfähig und auf Rezept erhältlich:



Rapport™ Classic

PZN: 02847172

Hi.Mi.Nr.: 99.27.02.0010

Rapport™ Rings

PZN: 06317991

Hi.Mi.Nr.: 99.27.01.0003

Unsere Produkte sind auf Rezept erhältlich oder können direkt bei uns bestellt werden:

Webseite: www.owen-mumford.de

Online-Shop: www.shop.owen-mumford.de

Oder rufen Sie uns an: **+49 (0) 6026 97750**